

## 4K/UHD -monitorit monitorivarsiin

Merivaara tarjoaa laajan valikoiman lääkinälliseen käyttöön sertifioituja monitoreja erilaisten toimenpiteiden sisällön visualisointiin. Meiltä saa myös monitoreihin soveltuvat lisävarusteet ja tarvittaessa räätälöidyt asennusratkaisut.



### Saatavilla olevat mallit

#### **VALMISTAJAN KOODI**

[FM-B2702DG \(12G-SDI\)](#)

[FM-E3203D](#)

[FM-E3203DG](#)

[MDSC-8527 SSTP](#)

[MDSC-8532 SSTP](#)

#### **TUOTEKOODI**

A43861100

A43824500

A43816900

TBD

TBD

## Ota yhteyttä

**Merivaara Corp.**  
Tarmontie 2-4  
15860 HOLLOLA  
SUOMI

+358 3 3394 611

[merivaara@merivaara.com](mailto:merivaara@merivaara.com)