


4K/UHD lääkinälliset monitorit seinäkiinnityksellä

Merivaara tarjoaa laajan valikoiman lääkinälliseen käyttöön sertifioituja monitoreja erilaisten toimenpiteiden sisällön visualisointiin. Meiltä saa myös monitoreihin soveltuvat lisävarusteet ja tarvittaessa räätälöidyt asennusratkaisut.



Saatavilla olevat mallit

VALMISTAJAN KOODI

[FM-C5501DV](#)
[FM-D5801DV](#)
[MBT-1000.55.2](#)
[MDAC-8355 SPIB](#)
[MDAC-8355 SPIW](#)
[MDSC-8255 LED](#)
[MDSC-8358 RL](#)

[MDSC-8358 RLG](#)

TUOTEKOODI

A43818900
A43819100
A43861700
A44043900
A44044000
A43854600
A43854800

A43854900

Ota yhteyttä

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
SUOMI

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com