

Monitorit kosketusnäytöllä

Merivaara tarjoaa laajan valikoiman lääkinälliseen käyttöön sertifioituja monitoreja erilaisten toimenpiteiden sisällön visualisointiin. Meiltä saa myös monitoreihin soveltuvat lisävarusteet ja tarvittaessa räätälöidyt asennusratkaisut.



Saatavilla olevat mallit

VALMISTAJAN KOODI

FS-L2702DT
AMM 215WTPP

TUOTEKOODI

A45000471
A45000913

Ota yhteyttä

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
SUOMI

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com