


OpenOR OverIP -järjestelmään soveltuvat monitorit

Merivaara tarjoaa laajan valikoiman lääkinälliseen käyttöön sertifioituja monitoreja erilaisten toimenpiteiden sisällön visualisointiin. Meiltä saa myös monitoreihin soveltuvat lisävarusteet ja tarvittaessa räätälöidyt asennusratkaisut.



Saatavilla olevat mallit

VALMISTAJAN KOODI

[MDSC-8527 MNA](#)
[MDSC-8532 MNA](#)
[MDSC-8255 MNA](#)

[MDSC-8358 MNA](#)

[MDSC-8358 MNA G](#)

TUOTEKOODI

A44041200
A44041300
A45000335

A43819300

A43819400

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

Ota yhteyttä

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
SUOMI

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com