

## Muut Full HD -monitorit

Merivaara tarjoaa laajan valikoiman lääkinälliseen käyttöön sertifioituja monitoreja erilaisten toimenpiteiden sisällön visualisointiin. Meiltä saa myös monitoreihin soveltuvat lisävarusteet ja tarvittaessa räätälöidyt asennusratkaisut.



### Saatavilla olevat mallit

#### **VALMISTAJAN KOODI**

[FS-E2101D](#)  
FS-P2404D  
FS-P2604D

#### **TUOTEKOODI**

A43818400  
A45000469  
A43966000

## Ota yhteyttä

**Merivaara Corp.**  
Tarmontie 2-4  
15860 HOLLOLA  
SUOMI

+358 3 3394 611

[merivaara@merivaara.com](mailto:merivaara@merivaara.com)