

Q-Flow-valoihin soveltuvat Full HD -monitorit

Merivaara tarjoaa laajan valikoiman lääkinälliseen käyttöön sertifioituja monitoreja erilaisten toimenpiteiden sisällön visualisointiin. Meiltä saa myös monitoreihin soveltuvat lisävarusteet ja tarvittaessa räätälöidyt asennusratkaisut.



Saatavilla olevat mallit

VALMISTAJAN KOODI

FS-L2403D
FS-L2702D

TUOTEKODI

A45000185
A45000472

Ota yhteyttä

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
SUOMI

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com