

## AI2010 Infuusioteline, suora

- materiaali ruostumatonta terästä, kiskolukolla lisävarustekiskoon kiinnitettävä suora infuusioteline
- 4 koukkuja, maksimikuorma 2 kg/ koukku
- suositeltava lukko: CL2010/ CL2110



## Ota yhteyttä

**Merivaara Corp.**  
Tarmontie 2-4  
15860 HOLLOLA  
SUOMI

+358 3 3394 611

[merivaara@merivaara.com](mailto:merivaara@merivaara.com)