


Infuusioteline pyörillä, vaativa hoito AI2120

- materiaali ruostumatonta terästä ja alumiinia
- tukeva viidellä pyörällä liikuteltava infuusioteline, jossa kaksi antistaattista ja lukittavaa pyörää
- 4 koukkuja, maksimikuorma 2 kg/ koukku
- tukevaan varteen mahdollista kiinnittää esim. infuusiopumppuja, maksimikuorma 10 kg



Ota yhteyttä

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
SUOMI

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com