

Kylkiasentotuki 519512

Kylkiasentotukea käytetään yhdessä ortopedisen lisälaite Flexionin kanssa. Kylkiasentotuki tarkoitettu lonkkanivelen tähystykseen ja reiden ydinnaulaukseen kylkiasennossa. Tukitanko on varustettu korkeussäädöllä ja irrotettavalla käyrävarteisella poikittaistuella ja pehmusteilla.





Tekniset Tiedot

Безопасная рабочая нагрузка	135 kg
код продукта	100519512

Ota yhteyttä

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
SUOMI

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com