

Polven tukirulla 138

Korkeussuunnassa säädettävä, hiilikuituinen polven tukirulla, teleskooppiteline, röntgensäteitä läpäisevä, pehmustettu. Kiinnitetään sovittimeen kummalle puolelle pöytää tahansa. Ortopediseen lisälaitteeseen 19300. Korkeuden säätö 105-475 mm.



Tekniset Tiedot

Pituus	500 mm
Korkeus	610 mm
Potilaan enimm.paino	225 kg
Turvallinen työkuorma	44 kg
Paino	3.6 kg
Tuotekoodi	100000138

Ota yhteyttä

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
SUOMI

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com