

## Jalkatuet 20118

Goepel tyyppiset pehmustetut jalkatuet, mukana tarranauha jalan kiinnittämiseen. Liikerata laaja pallonivelen ansioista. Ruostumatonta terästä. Kiinnittämiseen tarvitaan lukot 10300 (2 kpl). Sopii kaikkiin Merivaaran leikkauspöytiin.

### Tilauskoodit:

|             |                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 110118      | Jalkatuki kiinnityshihnoilla 20118, pari, sis. 2 lukkoa 10300 |
| 100 020 118 | Jalkatuki 20118 (pari)                                        |
| 100 010 300 | Lukko (1 kpl)                                                 |



### Tekniset Tiedot

| Pituus                | 320 mm            |
|-----------------------|-------------------|
| Korkeus               | 650 mm            |
| Potilaan enimm. paino | 225 kg            |
| Turvallinen työkuorma | 29 kg             |
| Paino                 | 5,1 kg            |
| Tuotekoodi            | 110118, 100020118 |

## Ota yhteyttä

**Merivaara Corp.**

Tarmontie 2-4  
15860 HOLLOLA  
SUOMI

+358 3 3394 611

[merivaara@merivaara.com](mailto:merivaara@merivaara.com)