

## Moottoroitu jalkatuki 60482

Moottoroitu jalkatuki sopii Promerix-leikkauspöydän jalkaosan tilalle pilariin kiinnitettynä. Erittäin miellyttävät jalkatuet potilaalle, VEF-pehmuste vähentää polvitaipeseen kohdistuvaa painetta. Tarranauhakiinnitys. Mukana integroidut lukot. Laaja ja tarkka säätöalue: tukivarsi (pystysuunta) -95 - +70 astetta, tuet (vaaka- ja pystysuunta) 360 astetta.



### Tekniset Tiedot

Pituus	600 mm
Korkeus	345 mm
Potilaan enimm. paino	275 kg
Paino	3.0 kg
Tuotekoodi	100060482

## Ota yhteyttä

**Merivaara Corp.**  
Tarmontie 2-4  
15860 HOLLOLA  
SUOMI

+358 3 3394 611

[merivaara@merivaara.com](mailto:merivaara@merivaara.com)