

Käsileikkauspöytä 10390

Erikoismuotoiltu röntgenläpinäkyvä käsileikkauspöytä, jossa yksi tukijalka. Sisältää patjan ja kiinnitysosat. Lisämahdollisuutena käyttää vetolaitetta 10392 ja käden kiinnityslaitetta 10393 (Weinberger-tyyppi).

Tilausnumerot:

110390	Käsileikkauspöytä (sopii EU-, US-, UK -kiskoihin)
100 010 392	Vetolaite
100 010 393	Käden kiinnityslaitte (Weinberger-tyyppi)



Tekniset Tiedot

Leveys	850 mm
Korkeus	520 mm
Korkeussäätö	700 - 1150 mm
Paksuus	30 mm
Potilaan enimm. paino	200 kg
Turvallinen työkuorma	15 kg
Paino	8.8 kg
Tuotekoodi	110390, 100010390

Ota yhteyttä

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
SUOMI

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com