

Käsileikkauspöytä, hiilikuitu AB5050

- hiilikuituinen, suorakaiteen muotoinen käsileikkauspöytä, kahdella vipulukolla CL2010
- mahdollistaa esteettömän läpivalaisun
- korkeussäädettävä
- varsi: 135 mm
- sisältää patjan AB5101 Tukijalka





Tekniset tiedot

Leveys	400 mm
Pituus	650 mm
Tuotekoodi	AB5050 (EU)

Ota yhteyttä

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
SUOMI

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com