

Käsileikkauspöytä, muotoiltu AB5100

- monipuolinen käsileikkauspöytä korkeussäädettävällä tukijalalla (AB5101), antaa kirurgille tukea joka reunalta, ja mahdollistaa jopa 3 henkilön työskentelyn pöydän ääressä, kahdella vipulukolla CL2010
- läpivalaisualue pöydän keskellä 300 mm
- korkeussäädettävä
- varsi: 135 mm
- sisältää patjan





Tekniset tiedot

Leveys	600 mm
Pituus	800 mm
Tuotekoodi	AB5100 (EU)

Ota yhteyttä

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
SUOMI

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com