

Käsituki 125

Pehmustettu käsituki 125 sisältää kiinnityspuristimen ja hihnat 110. Säädetty korkeus, kaasujousitettu kulman säätö. Kiertyy 180 astetta. Kiskokiinnitys.

Tilausnumero:

110125 Käsituki 125 sis. lukon



Tekniset Tiedot

Leveys	640 mm
Korkeus	205 mm
Paksuus	60 mm
Potilaan enimm. paino	325 kg
Turvallinen työkuorma	19.5 kg
Trendelenburg	-36 °
AntiTrendelenburg	+26 °
Paino	6.2 kg
Tuotekoodi	110125

Ota yhteyttä

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
SUOMI

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com