

Käsituki 151

Käsitukipari 151 oftalmologiaan on suunniteltu tukemaan kirurgin kättä leikkauksen aikana. Kääntyy 360 astetta. Korkeussäätö lukossa. Sopii kaikkiin Merivaaran leikkauspöytiin.

Tilausnumero:

100 000 151 Käsituki 151, pari (sisältää lukot)



Tekniset Tiedot

Leveys	300 mm
Pituus	85 mm
Korkeussäätö	120 - 320 mm
Paksuus	40 mm q
Turvallinen työkuorma	10 kg
Paino	2.4 kg
Tuotekoodi	100000151

Ota yhteyttä

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
SUOMI

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com