

Käsivarsituki 60510

Suunniteltu käytettäväksi hiilikuituisen selkätuen kanssa. Potilaan aikaansaama vastapaino pitää käsituen paikallaan. Ei metalliosia. Kokonaispituus 900 mm, käsituen mitat 160 x 680 mm. 80 mm paksu antistaattinen patja sisältyy käsitukeen.

Tilausnumero:

100 060 510 Käsivarsituki sisältäen patjan



Tekniset Tiedot

Tuotekoodi	100060510

Ota yhteyttä

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
SUOMI

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com