

Lateraalin käsituki MV-11802

Tukee käsivartta supiini-, neuro-, lateraali- ja istuma-asennoissa. Asento joustavasti valittavissa, kääntyy 360 astetta. Laadukas pehmuste lisää potilaan ergonomiaa. Kiinnittämiseen tarvitaan lisävarustelukko 10300.

Tilausnumero:

110802	Lateraalin käsituki MV-11802 lisävarustelukko 10300
100 011 802	Lateraalin käsituki MV-11802
100 010 300	Lisävarustelukko 10300



Tekniset Tiedot

Leveys	510 mm
Pituus	150 mm
Korkeussäätö	170 - 480 mm
Paksuus	30 mm
Potilaan enimm. paino	225 kg
Turvallinen työkuorma	16 kg
Paino	2.2 kg
Lateraalikallistus	45 - 45 °
Tuotekoodi	110802, 100011802

Ota yhteyttä

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
SUOMI

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com