

Letkunpidike AI5000

- letkunpidike taivuteltavalla varrella, erikokoisten anestesialetkujen ja -kaapeleiden tarpeenmukainen aseointi
- mahdollistaa useamman letkun ja kaapelin samanaikaisen kiinnityksen
- suositeltava lukko: CL2010/ CL2110



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	AI5000

Ota yhteyttä

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
SUOMI

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com