

Lisävarustevaunu, monikäyttöinen

Lisävarustevaunu on täydellinen valinta Merivaara leikkauspöytien osien ja lisävarusteiden varastointiin ja liikuttamiseen. Lisävarustevaunu auttaa pitämään leikkaussalin siistimpänä ja organisoidumpana sekä lyhentää asetusaikoja. Lisävarustevaunuun saa yhteensä 12 leikkauspöydän makuutason osaa ja 6 lisävarustekiskoa takaavat monipuolisen lisävarusteiden varastoinnin. Kaksi koria voidaan sijoittaa kuuteen eri paikkaan. Pitkät makuutason osat, kuten kevyet jalkaosat tai hiilikuitutasot, voidaan sijoittaa pystyyn kahteen paikkaan. Kapeat pääosat varastoidaan yhdessä 100 060 146 Adapteri Promerixille/Practicolle, kanssa. Adapteri tilattava erikseen.





Tekniset Tiedot

Leveys (jalusta)	550 mm
Syvyys	880 mm
Korkeus	1770 mm
Turvallinen työkuorma	135 kg
Tuotekoodi	100060220

Ota yhteyttä

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
SUOMI

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com