

Päätuki, kypärämallinen 30130

Kypärämallinen päätuki 30130, soveltuu hyvin esim. olkapään ja olkavarren toimenpiteisiin käytettäessä Beach Chair -tyyppistä selkätukea. Ainutlaatuinen liukutoiminto ja kaksoisnivelmekanismi mahdollistavat monipuoliset säädöt kaikkiin suuntiin. Sopii selkätukimalleihin Promerix 60525 ja Practico 30125.



2-rod

Tekniset Tiedot

Potilaan enimm. paino	180 kg
Turvallinen työkuorma	11 kg

Paino	4.7 kg
Tuotekoodi	100030130

Ota yhteyttä

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
SUOMI

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com