

## Polvitukirulla SS2040

- pitkävärtinen polvitukirulla alaraajakirurgisiin toimenpiteisiin
- soveltuu myös ortopediseen vetolaitteeseen (TD1000)
- korkeudensäätöalue 600 mm
- pehmusteen halkaisija 100 mm, pituus 380 mm
- Suositeltava lukko: CL2110



### Tekniset tiedot

Tuotekoodi	SS2040

### Ota yhteyttä

**Merivaara Corp.**  
Tarmontie 2-4  
15860 HOLLOLA  
SUOMI

+358 3 3394 611

[merivaara@merivaara.com](mailto:merivaara@merivaara.com)