

Sivutuki kiinteä SS1010

- artroskooppinen kiinteä sivutuki
- pehmuste (50 mm) suunniteltu paine- ja hermovammojen ehkäisemiseksi
- korkeudensäätöalue 150 mm
- pehmusteen koko 100x200 mm
- Suositeltava lukko: CL2010/ CL2110



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	SS1010

Ota yhteyttä

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
SUOMI

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com