

Sivutuki MV-11651, pyöreä

Lateraalituki MV-11651, pyöreä pehmike. Vankka, miellyttävä tuki lantion asetteluun. Kaikkiin toimenpiteisiin, joissa vaaditaan optimaalista lateraalista vakautta. Durasoft-pehmikkeet antavat hyvän vaimennuksen ulkonevalle luustolle. Kääntyvät päät myötäilevät anatomisia linjoja, lukittavissa täsmällisesti haluttuun asentoon. Pehmusteen läpimitta 100 mm. Korkeussäätö 170-285 mm. Kiertyy 360 astetta. Mukana lukko 11043. Lateraalituki kiinnitetään leikkauspöydän lisävarustekiskoon.



Tekniset Tiedot

Pituus	290 mm
Korkeus	340 mm
Korkeussäätö	170 - 285 mm
Potilaan enimm. paino	180 kg
Paino	1.9 kg
Tuotekoodi	100011651

Ota yhteyttä

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
SUOMI

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com