

L88-LEDM

Tutkimusvalaisin suurennuslasilla

L88 -tutkimusvalaisin on erityisen sopiva dermatologiseen käyttöön ja aina silloin, kun tarvitaan suurennuslasia. Valaisimessa on kaksoiskupera suurennuslasi optisessa lasissa Ø 120 mm. "Kylmä" loistevalo on soveltuva myös pitkäaikaiseen käyttöön. Tutkimusvalaisin on saatavana erilaisilla kiinnitysvaihtoehdoilla - pöytäkiinnitteisenä, seinäkiinnitteisenä, kiskokiinnitteisenä sekä mobiilijalustalla.



TUOTEKOODIT

L88-LEDM Valopää, sis. suurennuslasin
RLBI Mobiilijalusta
S11 Pöytäkiinnitin
S12MED Seinäkiinnitin
Z400072 Kiskokiinnitin
Z400075 Kiinnityskisko



Tekniset tiedot

Ensiöjännite	220 - 240 V
Taajuus	50/60 Hz
Valaistusvoimakkuus Ec 0,5 m:n etäisyydellä	1700 lx
Värilämpötila	6200 K
Värintoistoindeksi (Ra)	90
Punaisen valon värintoistoindeksi (R9)	≥ 90
Led-lampun keskimääräinen käyttöikä	>60 000 h
Valopään koko	230 mm
Tuotekoodi	L88-LEDM
Valmistaja	Rimsa P. Longoni S.r.l.

Ota yhteyttä

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
SUOMI

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com