

Primaled

Tutkimuksiin sekä pieniin toimenpiteisiin

Primaled on saatavana liikuteltavana jalallisena valaisimena sekä pöytään-, seinään- tai kiskokiinnitteisinä malleina. Erinomaisen värintoistoindeksin, pienikokoisuuden, steriloitavan kädensijan ja nivelvarren ansiosta Primaled täyttää tutkimusten ja pienten toimenpiteiden asettamat korkeat laatu- ja hygieniavaatimukset. Primaled soveltuu hyvin ensiapuun, tutkimustiloihin, teho-osastolle ja heräämöhön.

PIENI MUTTA LAADUKAS JA MONIPUOLINEN

- Laadukasta valoa, vähäinen energiankulutus
- Infrapunattoman valon lämpösäteily erittäin vähäistä
- Käyttökytkin valopäässä (valaisimessa)
- Taloudellinen ja pitkäikäinen valaisin
- Ei tarvitse huoltoa eikä lamppujen vaihtoa
- Ympäristöystävällinen
- 93/42/EEC mukainen luokka I



LISÄVARUSTEET

RLBI Primaled jalusta 5 pyörällä
S12MED Primaled seinäkiinnitysadapteri
S11 Primaled pöytäkiinnitysadapteri
Z400072 Primaled kiskokiinnitysadapteri
Z400075 Primaled kiinnityskisko

TUOTEKODIT

PRIMA Primaled tutkimusvalaisin kahdella nivelellä
PRIMAFLEX Primaled tutkimusvalaisin taipuisalla varrella



Tekniset tiedot

Toisiojännite	24 V
Taajuus	50/60 Hz
Valoalueen halkaisija, arvo d10	140 mm
Värintoistoindeksi (Ra)	95
Kokonaissäteilyenergia valaistusvoimakkuuden maksimitasolla	225 W/m ²
Lampun paino	3,3 kg
Tuotekoodi	PRIMA, PRIMAFLEX
Valmistaja	Rimsa P. Longoni S.r.l.

Ota yhteyttä

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
SUOMI

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com