

3D МОНИТОРЫ

Компания Merivaara предлагает широкий выбор сертифицированных медицинских мониторов, удобных для визуализации операции. Наше предложение также включает ряд совместимых принадлежностей и даже индивидуальные монтажные крепления, отвечающие вашим требованиям.



Доступные модели

КОД ИЗДЕЛИЯ

EX3220-3D

EX3141-3D

FM-E3204DGC

FM-A5505DGC

КОД ПОСТАВЩИКА

A45000735

A43818700

A43861300

A43861400

Связаться с нами

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com