


МЕДИЦИНСКИЕ МОНИТОРЫ 4K / UHD ДЛЯ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ

Компания Merivaara предлагает широкий выбор сертифицированных медицинских мониторов, удобных для визуализации операции. Наше предложение также включает ряд совместимых принадлежностей и даже индивидуальные монтажные крепления, отвечающие вашим требованиям.



Доступные модели

КОД ИЗДЕЛИЯ

[FM-C5501DV](#)
[FM-D5801DV](#)
[MBT-1000.55.2](#)
[MDAC-8355 SPIB](#)
[MDAC-8355 SPIW](#)
[MDSC-8255 LED](#)
[MDSC-8358 RL](#)

[MDSC-8358 RLG](#)

КОД ПОСТАВЩИКА

A43818900
A43819100
A43861700
A44043900
A44044000
A43854600
A43854800

A43854900

Связаться с нами

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com