


# МЕДИЦИНСКИЕ МОНИТОРЫ 4К / UHD ДЛЯ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ

Компания Merivaara предлагает широкий выбор сертифицированных медицинских мониторов, удобных для визуализации операции. Наше предложение также включает ряд совместимых принадлежностей и даже индивидуальные монтажные крепления, отвечающие вашим требованиям.



## Доступные модели

### КОД ИЗДЕЛИЯ

[FM-C5501DV](#)  
[FM-D5801DV](#)  
[MBT-1000.55.2](#)  
[MDAC-8355 SPIB](#)  
[MDAC-8355 SPIW](#)  
[MDSC-8255 LED](#)  
[MDSC-8358 RL](#)

[MDSC-8358 RLG](#)

### КОД ПОСТАВЩИКА

A43818900  
A43819100  
A43861700  
A44043900  
A44044000  
A43854600  
A43854800

A43854900

## Связаться с нами

**Merivaara Corp.**

Tarmontie 2-4  
15860 HOLLOLA  
FINLAND

+358 3 3394 611

[merivaara@merivaara.com](mailto:merivaara@merivaara.com)