

ДРУГИЕ МОНИТОРЫ FULL HD

Компания Merivaara предлагает широкий выбор сертифицированных медицинских мониторов, удобных для визуализации операции. Наше предложение также включает ряд совместимых принадлежностей и даже индивидуальные монтажные крепления, отвечающие вашим требованиям.



Доступные модели

КОД ИЗДЕЛИЯ

FS-E2101D
FS-P2404D
FS-P2604D

КОД ПОСТАВЩИКА

A43818400
A45000469
A43966000

Связаться с нами

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com