

МОНИТОРЫ 4K / UHD ДЛЯ КРОНШТЕЙНОВ

Компания Merivaara предлагает широкий выбор сертифицированных медицинских мониторов, удобных для визуализации операции. Наше предложение также включает ряд совместимых принадлежностей и даже индивидуальные монтажные крепления, отвечающие вашим требованиям.



Доступные модели

КОД ИЗДЕЛИЯ

[FM-B2702DG \(12G-SDI\)](#)

[FM-E3203D](#)

[FM-E3203DG](#)

[MDSC-8527 SSTP](#)

[MDSC-8532 SSTP](#)

КОД ПОСТАВЩИКА

A43861100

A43824500

A43816900

TBD

TBD

Связаться с нами

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com