

# МОНИТОРЫ FULL HD СОВМЕСТИМЫЕ с Q-FLOW

Компания Merivaara предлагает широкий выбор сертифицированных медицинских мониторов, удобных для визуализации операций. Наше предложение также включает ряд совместимых принадлежностей и даже индивидуальные монтажные крепления, отвечающие вашим требованиям.



## Доступные модели

### КОД ИЗДЕЛИЯ

FS-L2403D  
FS-L2702D

### КОД ПОСТАВЩИКА

A45000185  
A45000472

## Связаться с нами

**Merivaara Corp.**  
Tarmontie 2-4  
15860 HOLLOLA  
FINLAND

+358 3 3394 611

[merivaara@merivaara.com](mailto:merivaara@merivaara.com)