

МОНИТОРЫ FULL HD СОВМЕСТИМЫЕ с Q-FLOW

Компания Merivaara предлагает широкий выбор сертифицированных медицинских мониторов, удобных для визуализации операций. Наше предложение также включает ряд совместимых принадлежностей и даже индивидуальные монтажные крепления, отвечающие вашим требованиям.



Доступные модели

КОД ИЗДЕЛИЯ

FS-L2403D
FS-L2702D

КОД ПОСТАВЩИКА

A45000185
A45000472

Связаться с нами

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com