

# Rapido

## ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ RAPIDO - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТОЛ ДЛЯ ДНЕВНОЙ ХИРУРГИИ

Операционный стол Rapido - это универсальный гидравлический стол для дневной хирургии, предназначенный для подготовки пациента, транспортировки, операции и восстановления. Разнообразие функций делает его идеальным решением для загруженной дневной хирургии. Операционный стол Rapido позволяет оперативно перемещать пациентов из операционной в палату дневной хирургии, что означает более эффективное использование операционных залов и, таким образом, ускоряет время выполнения операций в дневной хирургии. Существует две различные модели Rapido: Операционный стол Rapido Standard и операционный стол Rapido Upper Body.



## RAPIDO STANDARD IS A VERSITALE OPERATING TABLE FOR DAY SURGERY

Rapido Standard operating table is especially designed for various types of surgeries, for example Gynecology and Urology procedures Rapido operating table is lightweight and easy to use and clean. Rapido table reduces manual handling and improves efficiency in the operating room and ward. The open design of Rapido operating table ensures optimum surgical access and easy use of x-ray and other imaging equipment. A comprehensive range of accessories are available to enable you to undertake a wide range of day surgery and minor surgical procedures. C-arm access is quick and easy with Rapido operating table making it ideal for use by Endoscopy department.

## RAPIDO OPERATING TABLE FOR UPPER BODY SURGICAL PROCEDURES

Rapido Upper Body operating table is specially designed for various types of surgeries on the upper body, including head. This model has improved access to the patient's upper body, optimizing space for the surgeon's legs and feet. This ensures that the surgeon can come close to the patient. Rapido Upper Body operating table is especially designed for various types of surgeries, for example Thoracic, ENT, and hand & arm procedures. Adjustments of the operating table that the surgeon needs during the upper body operations are conveniently controlled from the head end of the Rapido table.



## Основные характеристики



- 1. Гидропривод высоты, пневмоприводы положения стола.**
- 2. Широкая поверхность стола с антистатическим и гигиеничным матрасом толщиной 80 мм из вязкоэластичной пены с эффектом памяти, который плотно прилегает к телу пациента.**
- 3. Направляющие для рентгеновских кассет, хороший доступ для визуализации.**
- 4. Обеспечивает удобный доступ к пациенту, повышая эргономичность работы хирургической бригады. Обеспечивает достаточное пространство для ног и комфортные условия работы для хирургической бригады.**
- 5. Простое перемещение благодаря большим антистатическим двойным роликам с центральным тормозом, которые плавно движутся по различным напольным поверхностям.**
- 6. Плавный и бесшумный механизм регулировки высоты обеспечивает оптимальное позиционирование, помогая пациентам с ограниченной подвижностью легко садиться на стол и вставать с него.**
- 7. Педали регулировки высоты легко доступны.**
- 8. Нижняя часть основания расположена внутри гигиеничного, легко очищаемого корпуса.**
- 9. Ручки для регулировки положения Тренделенбурга и обратного Тренделенбурга.**

## Преимущества Rapido

### 1. СВОБОДНЫЙ ДОСТУП

- Уникальная конструкция стола обеспечивает более близкий доступ к операционному полю.

### 2. БЕЗОПАСНОСТЬ ПАЦИЕНТА

- Боковые ограждения для обеспечения безопасности пациента во время транспортировки

### 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Экономичный вариант
- Снижение затрат на приобретение

### 4. ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Высокая маневренность
- Простая конфигурация
- Облегченные секции
- Небольшая площадь основания обеспечивает экономию пространства



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Стандарт	Для верхней части тела
Длина	2050 mm	2185 mm
Матрацное (ширина)	600 mm	600 mm
Ширина (total)	654 mm	654 mm
Вес	125 kg	125 kg
Безопасная рабочая нагрузка	160 kg	160 kg
Высота, гидравлическая система регулировки с	650-1020 mm	650-1020 mm

помощью ножных педалей		
Тренделенбург, пневматически	-25°	-25°
Антитренделенбург, пневматически	+18°	+18°
Боковой наклон, пневматически	± 15°	-
спинная секция, пневматически	- 4°...+70°	- 4°...+70°
Регулировка ножной секции, пневматически	- 90°...+4°	- 50°...+4°
Регулировка опоры для головы	- 40°...+25°	- 40°...+25°
размер колес	Ø 150 mm	Ø 150 mm
4 антистатических шарнирных сдвоенных колеса Ø 150 мм, моющиеся, с системой центрального тормоза	√	√
Количество секций стола	4 sections / 5 sections (divided foot section)	4 sections (one-piece leg section)
фиксированные спинная и тазовая секции	√	√
съемные ножная и головная секции	√	√
верхняя рама - из стали с эпоксидным покрытием и алюминия	√	√
ложе - из спрессованного под высоким давлением ламината, прозрачного для рентгеновских лучей	√	√
рельсы для принадлежностей - из нержавеющей стали	√	√
панели обшивки - из ударопрочного пластика ABS	√	√
Тип матраса	Антистатический и гигиеничный матрас толщиной 80 мм из вязкоэластичной пены с эффектом памяти	Антистатический и гигиеничный матрас толщиной 80 мм из вязкоэластичной пены с эффектом памяти
Гарантия	2 года	2 года
Официальное наименование изделия:	Rapido	Rapido Upper Body
КОД ИЗДЕЛИЯ	100001860	100001865
Производитель	Merivaara Corp.	Merivaara Corp.

---

√ = ВКЛЮЧЕНО		
- = НЕТ В НАЛИЧИИ		

## Связаться с нами

**Merivaara Corp.**  
Tarmontie 2-4  
15860 HOLLOLA  
FINLAND

+358 3 3394 611

[merivaara@merivaara.com](mailto:merivaara@merivaara.com)