

Столик медицинский инструментальный 611

- Рама из стальных хромированных труб
- 2 съемные панели из нержавеющей стали
- Колеса \varnothing 75 мм, обеспечивающие легкость перемещения
- Легкооткрывающийся пластиковый ящик для принадлежностей с ограничителями, который находится под верхней панелью и открывается с обеих сторон
- Столик помещается под стол высотой 800 мм



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	400 mm
Длина	600 mm
Высота	750 mm
размер колес	75
КОД ИЗДЕЛИЯ	100000611

Связаться с нами

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com