

## Тележка для анестезиолога 650

Тележка для анестезиолога 650 изготовлена из нержавеющей стали.

- 6 легковывдвигающихся ящиков, один из которых - с замком
- Боковой рельс для закрепления резервуаров отсосов, осциллоскопов, приборов для измерения давления, катетеров и т. д.
- Колеса  $\varnothing$  125 мм, антистатические, 2 колеса с тормозами



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	540 mm
Длина	785 mm
Высота	850 mm
Безопасная рабочая нагрузка	100 kg
КОД ИЗДЕЛИЯ	100000650

## Связаться с нами

**Merivaara Corp.**  
Tarmontie 2-4  
15860 HOLLOLA  
FINLAND

+358 3 3394 611

[merivaara@merivaara.com](mailto:merivaara@merivaara.com)