

## Тележка для анестезиолога 650

Тележка для анестезиолога 650 изготовлена из нержавеющей стали.

- 6 легковыдвигающихся ящиков, один из которых с замком
- Боковой рельс для закрепления резервуаров отсосов, осциллоскопов, приборов для измерения давления, катетеров и т. д.
- Колеса Ø 125 мм, антистатические, 2 колеса с тормозами



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	<del></del>
Ширина	540 mm
Длина	785 mm
Высота	850 mm
Безопасная рабочая нарузка	100 kg
код изделия	100000650

Merivaara Corp. 04.11.2025



## Связаться с нами

## Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4 15860 HOLLOLA FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com

Merivaara Corp. 04.11.2025