

Тележка для медперсонала 262

- Рама из хромированной стальной трубки и с толкающей ручкой
- Две цельные пластины из нержавеющей стали (40 x 60 см)
- Большие колесики диаметром Ø 100 мм облегчают перемещение тележки



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ширина	40 cm
длина	69 cm
Высота	92 cm
размер колес	100
КОД ИЗДЕЛИЯ	100000262

Связаться с нами

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com