

Держатель для трубок и кабелей AI5000

- гибкий ствол обеспечивает оптимальное положение
- для безопасного закрепления дыхательных трубок и кабелей для анестезиологии
- позволяет одновременное закрепление множества различных трубок
- Рекомендуемые зажимы: CL2010/CL2110



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ИЗДЕЛИЯ	AI5000
-------------	--------

Связаться с нами

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com