

## AI2010 Стойка инфузионная, прямая

- крепится к рельсу для крепления принадлежностей
- инфузионная стойка, выполненная из нержавеющей стали
- 4 безопасных крючка для сосудов, 2 кг/крючок
- Рекомендуемые зажимы: CL2010/CL2110



## Связаться с нами

**Merivaara Corp.**  
Tarmontie 2-4  
15860 HOLLOLA  
FINLAND

+358 3 3394 611

[merivaara@merivaara.com](mailto:merivaara@merivaara.com)