

Стойка инфузионная, прямая, с регулировкой угла наклона AI2020

- с встроенным зажимом
- стойка инфузионная, выполненная из нержавеющей стали
- с регулировкой угла наклона, возможен наклон в любом направлении
- 4 безопасных крючка для сосудов, 0,5 кг/ крючок
- диапазон регулировки по высоте: 410 мм



Связаться с нами

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com