

Дуга для анестезиолога 111

Дуга для анестезиолога 111. Регулировка высоты и угла наклона. Поворот на 360 градусов. Нержавеющая сталь. Для крепления рельсов требуется универсальный замок 10300. Удлинитель дуги для анестезиолога 116. Предназначен для удлинения дуги мод. 111. Возможно использование одного или двух удлинителей.

Код заказа:

110111

Anaesthesia screen kit, incl. anaesthesia screen 111, 2 x extension arms 116 and 10300 clamp (for EUR, US and UK rails)

100 000 111

Дуга для анестезиолога 111

100 000 116

Удлинитель дуги для анестезиолога 116



Технические характеристики

Длина	590 mm
ширина (основание)	20 mm
Вес	1 kg
код продукта	110111, 100000111

Связаться с нами

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com