

## Стол для операций на руке и кисти прямоугольный AB5010

- легкий и удобный в использовании стол для хирургии рук и кистей с двумя зажимами CL2010
- столешница позволяет проводить рентгеноскопию, зона рентгеновской визуализации в центре стола 350 мм
- регулируемый по высоте
- штанга: 135 мм
- AB5010 – это опора





## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
|             |                                       |
| ширина      | 400 мм                                |
| длина       | 650 мм                                |
| КОД ИЗДЕЛИЯ | AB5010 (EU), AB5011 (US), AB5012 (UK) |

## Связаться с нами

**Merivaara Corp.**

Tarmontie 2-4  
15860 HOLLOLA  
FINLAND

+358 3 3394 611

[merivaara@merivaara.com](mailto:merivaara@merivaara.com)