

Стол для хирургии руки и кисти, из фиброкарбона АВ5050

- Стол для хирургии рук и кисти из углеродного волокна с двумя зажимами CL2010
- облегчает проведение обширных хирургических рентгеноскопических процедур
- регулируемый по высоте
- штанга: 135 мм
- АВ5050 с опорной ножкой





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ширина	400 мм
длина	650 мм
КОД ИЗДЕЛИЯ	AB5050 (EU), AB5051 (US), AB5052 (UK)

Связаться с нами

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com