

Стол для операций на руке и кисти прямоугольный АВ5010

- легкий и удобный в использовании стол для хирургии рук и кистей с двумя зажимами CL2010
- столешница позволяет проводить рентгеноскопию, зона рентгеновской визуализации в центре стола 350 мм
- регулируемый по высоте
- штанга: 135 мм
- включает матрас





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ширина	400 мм
длина	650 мм
КОД ИЗДЕЛИЯ	AB5010 (EU), AB5011 (US), AB5012 (UK)

Связаться с нами

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com