

## Стол для хирургии руки и кисти, из фиброкарбона АВ5050

- Стол для хирургии рук и кисти из углеродного волокна с двумя зажимами CL2010
- облегчает проведение обширных хирургических рентгеноскопических процедур
- регулируется по высоте
- штанга: 135 мм
- АВ5050 с опорной ножкой





## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ширина	400 мм
длина	650 мм
КОД ИЗДЕЛИЯ	AB5050 (EU), AB5051 (US), AB5052 (UK)

## Связаться с нами

**Merivaara Corp.**

Tarmontie 2-4  
15860 HOLLOLA  
FINLAND

+358 3 3394 611

[merivaara@merivaara.com](mailto:merivaara@merivaara.com)