

Стол для хирургии руки и кисти изогнутый AB5100

- универсальный столик для хирургии рук и кистей с регулируемой по высоте опорной ножкой (AB5101) и двумя зажимами CL2010
- обеспечивает поддержку хирурга с каждой стороны и позволяет работать вокруг стола до 3 человек
- столешница позволяет проводить рентгеноскопию, зона рентгеновской визуализации в центре стола 300 мм
- регулируемый по высоте
- штанга: 135 мм
- включает матрас





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ширина	600 мм
длина	800 мм
КОД ИЗДЕЛИЯ	AB5100 (EU), AB5111 (US), AB5112 (UK)

Связаться с нами

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com