

## Опора для руки с длинной штангой AB2130

- модель с удлиненной штангой
- Возможность регулировки одной рукой
- широкий диапазон регулировки высоты и угла наклона с помощью шарового механизма
- антимикробная регулировочная ручка
- штанга: 280 мм
- включает матрас из вискоэластика



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

длина	620 мм
ширина	170 мм
КОД ИЗДЕЛИЯ	AB2130 (EU), AB2131 (US), AB2132 (UK)

### Связаться с нами

**Merivaara Corp.**  
Tarmontie 2-4  
15860 HOLLOLA  
FINLAND

+358 3 3394 611

[merivaara@merivaara.com](mailto:merivaara@merivaara.com)