

Опора для руки с длинной штангой AB2130

- модель с удлиненной штангой
- Возможность регулировки одной рукой
- широкий диапазон регулировки высоты и угла наклона с помощью шарового механизма
- антимикробная регулировочная ручка
- штанга: 280 мм
- включает матрас из вискоэластика



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

длина	620 мм
ширина	170 мм
КОД ИЗДЕЛИЯ	AB2130 (EU), AB2131 (US), AB2132 (UK)

Связаться с нами

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com